

# VISIOFOCUS®

MADE IN ITALY



## VisioFocus®

Das einzige Thermometer, das die gemessene Temperatur auf der Stirn oder auf der Oberfläche von Objekten anzeigt.

# VisioFocus®

Hygienisch und leicht zu bedienen -

**VisioFocus®** ist das berührungsfreie Fieberthermometer, welches auch in Arztpraxen und Krankenhäusern verwendet wird:

- das einzige Fieberthermometer der Welt, das die gemessene Temperatur projiziert
- misst völlig lautlos, berührt die Haut nicht und stört den Schlaf des Kindes nicht
- misst und projiziert die Temperatur auf die Haut, auf Objekte, Nahrungsmittel, Flüssigkeiten (1°C bis 55°C) und zeigt die Umgebungstemperatur an
- einstellbarer Korrekturfaktor für orale, axilläre und rektale Temperatur
- Genauigkeit:  
im Bereich von 36°C bis 39 °C : +/- 0.2°C  
im Bereich von 34°C bis 35.9°C : +/- 0.3°C  
im Bereich von 39.1°C bis 42.5°C: +/- 0.3°C
- 2 Kalibrationssysteme:  
AQCS (Automatic Quick Calibration System)  
MQCS (Manual Quick Calibration System)

Genaueste Messergebnisse, da das Projektionssystem stets den richtigen Messabstand anzeigt.



6 in 1



**VisioFocus®** ist das einzige Fieberthermometer der Welt, das die gemessene Temperatur auf die Stirn projiziert, ohne jemals in Kontakt mit der Haut zu sein. Darüber hinaus können Sie mit **VisioFocus®** auch jegliche Oberflächentemperatur messen. Ein Projektionssystem zeigt den richtigen Abstand an, der für eine genaue Messung erforderlich ist.

**VisioFocus®** ist ein extrem hochentwickeltes Thermometer, das sich durch genaueste Messergebnisse auszeichnet. Es ist sehr einfach zu bedienen, nicht invasiv, zuverlässig, sicher und sehr schnell. Es fallen auch keinerlei Kosten für Schutzhüllen oder Einmalmaterialien an. Sie können mit **VisioFocus®** eine präzise Fiebermessung vornehmen, während der Patient schläft.

**VisioFocus®** entspricht dem Standard ASTM E1965-98-2009. Dieser Standard gibt eine Genauigkeit von +/- 0,2°C von Infrarot Thermometern im Bereich von 37°C bis 39°C vor, und die ASTM E667-86 und E1112-86 Standards eine Genauigkeit von +/- 0,1°C bei Quecksilber- und elektronischen Thermometern **VisioFocus®** kann auch bei Raumtemperaturen von 5°C bis 16°C verwendet werden, wobei jedoch die Genauigkeit nicht garantiert werden kann und der gemessene Wert abwechselnd mit der Anzeige „Lo.5“ angezeigt wird. **VisioFocus®** ist ein für Krankenhäuser, Privatkliniken und Arztpraxen zugelassenes Medizinprodukt der Klasse IIa. Klassierung gemäß IEC 60601-1 und IEC 62471. Gerät mit interner Energiequelle: 4 Alkalien Batterien Typ AAA (LR03) mit 1,5 V. Lagerung an einem trockenen und sauberen Ort bei einer Raumtemperatur zwischen +16 und +40 °C.

**connect**  
medizintechnik

Connect Medizintechnik GmbH  
Gspanngasse 4 | A-2130 Mistelbach  
Tel.: +43 2572 32400  
Fax: +43 2572 20404  
www.connect-medizintechnik.at